



VERTIS x AMBRA

Apresentação da Integração

Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2937 – Bloco A – Sala 115
Jabaquara, São Paulo – SP – CEP: 04309-011
Fones: 3564-7839 | 3564-7840

O que é a integração Vertis – Ambra?




Diga adeus à burocracia e olá à agilidade!

Com a nova integração entre Vertis e Ambra, a visualização de exames de imagem nunca foi tão fácil e rápida.

Com o crescimento acelerado do setor pet no Brasil, as clínicas veterinárias enfrentam um novo desafio: lidar com o aumento na demanda por exames de imagem com qualidade, agilidade e segurança. Nesse cenário, a tecnologia não é mais um diferencial – é uma necessidade.

Chegou a hora de transformar seu fluxo de trabalho. Agora, com apenas alguns cliques, você pode acessar laudos e imagens de alta resolução, como Raio X e Ultrassom, diretamente do nosso Portal Laudos Online da Vertis e da plataforma da Ambra Health.



O que é o Worklist?



Worklist – O que é?

O *Worklist* é um software que complementa o PAC's e que viabiliza a integração dos sistemas de gestão médica (como o Vertis por exemplo) com as modalidades e com o PAC's.

Sua finalidade é transportar as informações do paciente, e dos exames que necessitam ser feitos, inseridas no sistema de gestão para as modalidades, eliminando assim a necessidade de informar esses dados duas vezes (no sistema de gestão e na modalidade), também é responsável por informar ao PAC's, a chave de acesso ao estudo criado no sistema de gestão, ela será o elo de integração entre os atores envolvidos (Vertis, Worklist, Modalidades e PAC's).

Worklist Table:

Patient Name	Modality	Exam Type	Status
John Doe	CT		Unsigned
John Doe	CT	Brain MRI	
Jane Smith	MRI	Chest XRAY	
Jane Smith	MRI		Pending
Peter Jones	X-ray	Abdominal CT	
Peter Jones	X-ray		Pending
Peter Jones	X-ray		In Progress
20216 2014			Unsigned
20126 2011			Ready for Report
20216 2012			Pesterims
20216 2011			Crending
20214 2011			Crending
20216 2011			Crertrims
20216 2011			Ready for Report

Report Provider: Ambra

Ambra Health

Findings

Impression

Recommendations

Report: Ientlan
In po trar nsinte despt linae report lanohe aried thel

Sign Report

Fluxo da Integração Vertis – Ambra



A integração entre Vertis e Ambra oferece um fluxo de trabalho inteligente e automatizado. Ao realizar um exame no Vertis, as imagens são automaticamente enviadas para o Portal de Laudos da Vertis e para a plataforma Ambra, onde ficam armazenadas de forma segura e acessível a qualquer momento.

Worklist

A Worklist lê os dados do paciente que foram enviados automaticamente pela integração em formato .xml pela tela da Ordem de Serviço do Vertis, e insere esses dados na tela, facilitando o médico veterinário a não digitar novamente os dados do paciente.

Atendimento do Paciente

Nessa etapa é realizado o exame de imagem que o paciente solicitou a unidade, e após ser concluído..



Visualização das Imagens

Aqui no Portal de Laudos tanto o tutor do paciente, a clínica que solicita e o veterinário tem acessos ao laudo com as imagens em alta qualidade e rapidez também no portal da Ambra Health.

Digitação do Laudo

O veterinário executante irá realizar a digitação das imagens no laudo do paciente, assinar e será automaticamente encaminhada para o portal do Vertis e da Ambra.

Porque escolher a nossa integração Ambra?



O Ambra Health é uma solução PACS baseada em nuvem utilizada por instituições de saúde em todo o mundo para armazenar, visualizar e compartilhar imagens médicas com segurança e confiabilidade. O que antes exigia servidores caros e infraestrutura física, hoje é possível com apenas alguns cliques no navegador. Ambra elimina barreiras geográficas e técnicas, trazendo mobilidade e escalabilidade para o setor de diagnóstico por imagem.

A clínica ganha em eficiência operacional, enquanto o tutor recebe um atendimento mais rápido e profissional – com acesso a exames e laudos de qualquer lugar.

Mais eficiência

Mais agilidade entre a realização do exame e a entrega do laudo para o tutor.


Fácil uso no dia a dia

As interfaces comunicam entre si para que você não precise digitar mais do que deve.

Deixa com a gente

Vamos juntos transformar a forma como você realiza, gerencia e entrega exames de imagem na sua clínica.





Portal Laudos Online: visualização

- Visualize exames e laudos online com facilidade.
- Acesso rápido e seguro aos resultados do paciente.
- Portal online disponível para tutores e clínicas.
- Receba laudos de alta qualidade com agilidade.



 LOGIN

Selecione a unidade

Informe a senha



Entrar

OU

Não tem senha? [Cadastre-se aqui!](#)

© GPIT 2025. Todos os direitos reservados.

Acesse o Portal:

<https://v1.laudosonline.com.br>

Aqui nessa página você deve informar a unidade que você realizou o exame do seu animal no botão “Selecione a unidade”.


E informar a senha que você recebeu da unidade que realizou o exame para acessar o laudo via portal no campo de “Informe a senha.”



Laudos

❗ Aqui você pode pesquisar e gerenciar os laudos disponíveis para download.

Nº Protocolo	Tutor/Responsavel	Paciente	Exame	Situação	Intervalo	Data de Publicação
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	* Todos	Intervalo	<input type="text"/> até <input type="text"/>

 Filtro Avançado Limpar Filtrar Resultados







Código OS	Nº Protocolo	Paciente	Tutor/Responsavel	Situação	Data Ord.Serviço	
413		BILLY	CAMILLA FRIZATTI	Novo	08/09/2025 às 13:12	 
535		Billy	CAMILLA FRIZACCI	Lido	08/09/2025 às 14:30	 

Mostrando de 0 à 10 de um total de 2 registros

Visualização dos Dados e Laudos do Animal


Nesta etapa você consegue os dados dos seus atendimentos na unidade escolhida, pelo número da Ordem de Serviço (Código OS) você pode identificar qual é o laudo que você irá visualizar.

Ao clicar no botão [+] ao lado do botão de download dos laudos, você pode visualizar o status dos exames que você realizou, data prevista da entrega, se já foi publicado e etc.

Situação	Data Ord.Serviço	
Lido	08/09/2025 às 13:12	 
Data da Publicação	Imagem	
15/09/2025 às 15:05	-	
15/09/2025 às 15:05	-	
15/09/2025 às 15:05	-	
15/09/2025 às 15:05	-	
15/09/2025 às 15:05	-	
15/09/2025 às 15:05	-	
15/09/2025 às 15:05		
Lido	08/09/2025 às 14:30	 
Data da Publicação	Imagem	
09/09/2025 às 13:20		

Verificar Imagens no Portal da Ambra

Ao clicar no botão [+], irá liberar a visualização dos dados de cada uma das ordens de serviço, quando a imagem é integrada pela Ambra ou outro PACS, ela é possível ser visualizada pelo botão “Ver Imagem”, que redireciona o tutor para a página de visualização dos Laudos conforme o próximo slide apresenta.



Imagens no Portal Ambra

No portal da Ambra Health, os estudos de imagem são organizados de forma clara e intuitiva. Cada exame é exibido conforme a região anatômica analisada, facilitando a identificação e a navegação entre os diferentes estudos do paciente.

Na imagem à esquerda da tela, o usuário encontra a visualização em miniatura das séries (thumbnails), separadas por tipo de exame, sequência ou protocolo utilizado. Essa disposição permite acesso rápido e direto às imagens desejadas, agilizando a análise.

Graças à alta qualidade das imagens e à ampla gama de ferramentas oferecidas pela plataforma, a leitura dos exames torna-se muito mais eficiente e precisa. O visualizador DICOM da Ambra é 100% baseado na web, eliminando a necessidade de softwares locais e oferecendo acesso remoto de qualquer dispositivo com internet.

Além das ferramentas básicas de visualização (zoom, rotação, brilho/contraste), o leitor também conta com recursos avançados como medições, anotações, visualização multiplanar (MPR) e comparação entre exames anteriores e atuais.

Essa estrutura favorece tanto a agilidade no diagnóstico quanto a segurança na interpretação, oferecendo ao profissional uma experiência moderna, confiável e compatível com os padrões internacionais de qualidade em diagnóstico por imagem.



Chegamos ao fim da nossa apresentação.

*Agradecemos o tempo em que você
esteve conosco, nós da **Equipe Vertis**
trabalhamos para entregar o melhor
para você e sua clínica.*

Contatos:

Suporte Vertis:

 (11) 99145-1207

Comercial:

 (11) 98489-3089

 (11) 96441-0631